



Bladder Scanner
Ultrasonik Mesane Hacmi
Ölçüm Cihazı

Hızlı ve kolay bir şekilde hastanın mesanesinde idrar hacmini ölçen Ultrasonik Mesane Ölçüm Cihazı Bladder Scanner, mesane hacmini ultrason ile invazif olmayan bir şekilde ölçer.

3D Mekanik Sektör Dönüştürücü, mesaneyi 12 bölümde yakalar ve görüntülere göre mesane hacmini hesaplar.

Devrim niteliğindeki gerçek zamanlı Ön Tarama işlevi, tarama yapmadan önce mesaneyi bulur ve sonuçların doğruluğunu artırır.



ULTRASONİK MESANE HACMİ ÖLÇÜM CİHAZI İLE HEDEF ODAKLI YAKLAŞIM.

Ultrasonik Mesane Ölçüm Cihazı ile mesane pozisyonu kolayca bulunur ve doğru hacim elde edilir.

Kullanışlı kullanıcı arayüzlü WVGA, 800x400 LCD dokunmatik ekran özelliği mevcuttur.

Tarama sonuçlarının 12 ultrason görüntüsü sağlanır.

Şarj edilebilir pil ile taşınması kolaydır. Hasta verilerini yönetmek kolaydır.

Veriler USB kablosu ile bilgisayara aktarılabilir 4.000'den fazla veri kaydetmek için kullanılabilir.





PULMOTIP

MEDİKAL SANAYİ TİCARET A.Ş.

Adres: Mansurođlu Mah. 1593/1 Sk.
Lider Centrio Blok No: 2 İç Kapı No: 33
Bayraklı - İZMİR
Tel: (232) 421 11 72/73
E-mail: info@pulmotip.com